



simcross

PASLANMAZ ÇELİK KORONER STENT GÖNDERİM SİSTEMİ


- 316 LVM Paslanmaz çelik
- Geliştirilmiş radyal dayanım
- Üstün iletilebilirlik
- Yüksek performanslı gönderim sistemi
- Düşük geçiş profili





simcross

PASLANMAZ ÇELİK KORONER STENT GÖNDERİM SİSTEMİ



Teknik Özellikler

Stent Materyali	316 LVM Paslanmaz Çelik
Strut Kalınlığı	90µm
Giriş Profili	0.017"
Geçiş Profili	0.84mm
Elastik recoil	<5%
Foreshortening	<2%
Metal/ Arter Oranı	14%
Gönderim Sistemi	Simpass Gönderim Sistemi
Nominal Basınç	8 ATM
RBP	16 ATM
İşaretleyiciler	2 adet, yakın ve uzak

Stent Çapları (mm)	Stent Uzunlukları(mm)								
	9	12	15	18	20	25	28	30	33
2.50	SCS25009	SCS25012	SCS25015	SCS25018	SCS25020	SCS25025	SCS25028	SCS25030	SCS25033
2.75	SCS27509	SCS27512	SCS27515	SCS27518	SCS27520	SCS27525	SCS27528	SCS27530	SCS27533
3.00	SCS30009	SCS30012	SCS30015	SCS30018	SCS30020	SCS30025	SCS30028	SCS30030	SCS30033
3.50	SCS35009	SCS35012	SCS35015	SCS35018	SCS35020	SCS35025	SCS35028	SCS35030	SCS35033
4.00	SCS40009	SCS40012	SCS40015	SCS40018	SCS40020	SCS40025	SCS40028	SCS40030	SCS40033
4.50	SCS45009	SCS45012	SCS45015	SCS45018	SCS45020	SCS45025	SCS45028	SCS45030	SCS45033

simeks

SIMEKS Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi Orjin Cad.
10. Sok. No: 113/3 34953 Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90(216)3940071 | Faks: +90(216)3940081
Web: <http://www.simeksmedical.com>

MADE IN TURKEY / TÜRK MALIDIR