

ultrasept

İleri Septal Kapatma Teknolojisi

- Kendinden merkezlemeli mekanizma
- İkili dairesel tasarım
- Çok düşük kesitli
- Tüm septumlara doğal bir şekilde uyum sağlar
- Defekt içinde yeri değiştirilebilir

Atriyal Septal Defekt Kapatma Cihazı



ultrasept ASD cihazı Atriyal Septal Defekt'in perkütan kapatılması işlemi için geliştirilmiştir.

İkili yuvarlak diskler aletin rahatça yerleştirilmesini sağlamakla birlikte cihaza oldukça düşük bir kesit verir.

ultrasept ASD içine dahil edilen patentli kendinden merkezlemeli mekanizma cihazın defekt içinde optimal bir şekilde yerleştirilmesine ve yeniden yerleştirilmesine olanak verir.



ultrasept ASD cihazı

Sipariş Numarası	Merkezleme Mekanizması	LA - RA Çapı	Gönderim Sistemi
SO-06-1000	6mm	20mm	9F
SO-08-1000	8mm	22mm	10F
SO-10-1000	10mm	24mm	10F
SO-12-1000	12mm	26mm	10F
SO-14-1000	14mm	28mm	11F
SO-16-1000	16mm	30mm	11F
SO-18-1000	18mm	32mm	11F
SO-20-1000	20mm	34mm	12F
SO-22-1000	22mm	36mm	12F
SO-24-1000	24mm	38mm	12F
SO-26-1000	26mm	40mm	13F
SO-28-1000	28mm	42mm	13F
SO-30-1000	30mm	44mm	13F
SO-32-1000	32mm	46mm	13F
SO-34-1000	34mm	48mm	14F
SO-36-1000	36mm	50mm	14F
SO-38-1000	38mm	52mm	14F

cardia Uygulama Sistemi

Ürün Kodu	Tanım	Sheath
AC-10-1801	10F Standart Kit	ASD eğimli 80 cm uzunluğunda
AC-11-1801	11F Standart Kit	ASD eğimli 80 cm uzunluğunda
AC-12-1801	12F Standart Kit	ASD eğimli 80 cm uzunluğunda
AC-13-1801	13F Standart Kit	ASD eğimli 80 cm uzunluğunda

Cardia Inc. • 2900 Lone Oak Parkway • Eagan, MN 55121 USA • Tel +1-651-691-4100