

# ultrasept

İleri Septal Kapatma Teknolojisi

## Patent Oval Foramen Kapatma Sistemi

- İkili dairesel tasarım
- Çok düşük kesitli
- Tüm septumlara doğal bir şekilde uyum sağlar
- Sağ taraftan geri alınabilir
- Defekt içinde yeri değiştirilebilir

*ultrasept* PFO cihazı Patent Oval Foramen'in perkütan kapatılması işlemi için geliştirilmiştir.

İkili yuvarlak diskler aletin rahatça yerleştirilmesini sağlamakla birlikte cihaza oldukça düşük bir kesit verir.

*ultrasept*'in patentli teknolojisi cihazın defekt içinde optimal bir şekilde yerleştirilmesine ve yeniden yerleştirilmesine olanak verir.




cardia

CE 0473

## ultrasept PFO Cihazı

| Ürün Kodu  | LA - RA<br>Çapı | Gönderim<br>Sistemi |
|------------|-----------------|---------------------|
| SO-02-0020 | 20mm            | 10F                 |
| SO-02-0025 | 25mm            | 10F                 |
| SO-02-0030 | 30mm            | 11F                 |
| SO-02-0035 | 35mm            | 12F                 |



## cardia Uygulama Sistemi

| Ürün Kodu  | Tanım            | Sheath                       |
|------------|------------------|------------------------------|
| AC-10-1801 | 10F Standart Kit | ASD eğimli 80 cm uzunluğunda |
| AC-11-1801 | 11F Standart Kit | ASD eğimli 80 cm uzunluğunda |
| AC-12-1801 | 12F Standart Kit | ASD eğimli 80 cm uzunluğunda |
| AC-13-1801 | 13F Standart Kit | ASD eğimli 80 cm uzunluğunda |



Daha fazla bilgi için;

Cardia Inc.  
2900 Lone Oak Parkway, Suite 130  
Eagan, MN 55121 USA

- Tel: +1-651-691-4100
- Faks: +1-651-994-9500
- Web: [www.cardia.com](http://www.cardia.com)