

Constellation

Stent Graft Balon Kateteri

Yeniden modelleme
artık kolay



Constellation

CONSTELLATION Stent Graft Balon kateteri Abdominal Aort Anevrizması (AAA) ve Torasik Aort Anevrizmasının (TAA) tedavisinde kullanılan kendi genişleyen stent graftın genişlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Stent graftın balonla kullanılması, graft materyalinin modellenmesi ve stent graftın damar duvarına fiksasyonunu geliştirebilir. Kendi genişleyen stent grafların standart altı genişlemesi, balonun stent bölgesinde şişirilmesiyle de geliştirilebilir.

- Güçlü, uyumlu balon
- Geniş aralıkta çaplar, AAA işlemleri için ideal
- Düşük profil
- Balonun her ucunda radyopak işaret bantları
- Çoklu-lümen yerleştirme kateteriyle hızlı şişirme ve söndürme
- Uyumlu poliüretan balon
- 3-yönlü vana ile uzatma

Sipariş Bilgisi

| Ürün Kodu | Kateter uzunluğu | Balon çapı |
|-----------|------------------|------------|
| CT - RMB | 100 cm | 20 – 46 mm |



Pan Medical Ltd
Barnett Way
Barnwood
Gloucester, UK
GL4 3RT



İSTANBUL - Genel Müdürlük
Adres :
Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sk No 15
34752 İçerenköy - İstanbul
Telefon : +90 216 573 38 10 Pbx
Faks : +90 216 573 34 59